Nimbo



El andador posterior Nimbo ayuda al usuario a mantener una postura erguida.

Adecuado para niños con parálisis cerebral

y otras patologías neurológicas.





• Ajuste de la altura sin herramientas. Mangos con contornos redondeados que permiten un agarre firme y confortable.

 Ruedas suaves de caucho que se adhieren a cualquier superficie y evitan que el andador se deslice hacia atrás.

 Ruedas traseras fijas con mecanismo de antiretroceso.

 Ruedas delanteras giratorias que mejoran la maniobrabilidad y la facilidad de giro.

• Incluye bloqueo direccional en ruedas delanteras para garantizar una marcha lineal.



Disponible en cinco tallas con una gama de accesorios opcionales

Referencia	Tallas	Altura puños	Ancho Total	Ancho entre puños	Peso	Carga máx.
KA 1200N	Andador infantil	39 - 50 cm	61 cm	34 cm	4 kg	34 kg
KA 2200N	Andador junior	48 - 64 cm	61 cm	34 cm	5 kg	39 kg
KA 3200N	Andador juvenil	50 - 70 cm	66 cm	38 cm	6 kg	68 kg
KA 4200N Ar	ndador juvenil-adulto	71 - 91 cm	67 cm	42 cm	6 kg	86 kg
KA 5200N	Andador adulto	92 - 104 cm	74 cm	46 cm	7 kg	113 kg

drive

accesorios



Soportes de antebrazo Ref.: KA 1035 FPS Pequeño Ref.: KA 1035 FPL Grande



Asiento arnés Ref.: CE 1070S Pequeño Ref.: CE 1070L Grande



Estabilizador pélvico Ref.: KA 1050



Regulador de velocidad. Par. Ref.: KA 1400 Permite variar la resistencia en una o ambas ruedas para controlar la velocidad y alinear patrones de marcha asimétricos.





Bumpers. Par. Ref.: KA 8000



Soportes de antebrazo

- Altura y profundidad regulables.
- Las asas se extienden hacia delante o hacia atrás a la posición deseada. Ángulos de pronación y supinación modificables.
- Tiras de velcro para evitar el deslizamineto lateral de los brazos.
- Se incluyen espaciadores para aumentar el rango lateral.

Asiento arnés

El arnés del asiento añade soporte al usuario.

Útil como arnés de seguridad que ayuda a soportar el peso y a mantener la postura pélvica correcta.

- Se mueve con el patrón de marcha del usuario y le permite cambiar el peso de una pierna a la otra.
- Las correas se pueden alargar, acortar y colocar hacia delante o hacia atrás del andador para adaptarse a los requisitos de apoyo del usuario.

Estabilizador pélvico

- Recomendado a usuarios que tienen una postura asimétrica de pie o andando y que no pueden centrarse en el andador.
- Altura y ancho ajustables.

Asiento rígido

El asiento se monta fácilmente en el andador para dar una plataforma de descanso cuando sea necesario. Se pliega fácilmente para andar y se coloca otra vez para descansar.

Asiento rígido

Ref.: Para modelo KA 1285 ... KA 1200N KA 2285 ... KA 2200N KA 3285 ... KA 3200N KA 4285 ... KA 4200N KA 5285 ... KA 5200N

MBO Version 1.0 - 20





